«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (47) 2014

GC₁

ам требуется высокопроизводительное оборудование для нанесения покрытий на небольшие партии продукта? Наша особо надежная барабанная установка для нанесения покрытий с тремя сменными барабанами позволяет с максимальной эффективностью наносить пленочные покрытия даже на очень небольшие количества продукта. Удобная и отлично продуманная конструкция позволяет разобрать и снова собрать ее за считанные секунды, если необходимо сменить барабан или выполнить очистку установки. Лабораторная установка GC 1 - это отличное решение для проведения исследований и осуществления разработок.





GC 2

установка, имеющая широчайший спектр возможностей, обеспечивает высокое качество и эффективность при нанесении пленочных покрытий на таблетки – как в лабораторном, так и в опытно-промышленном масштабе. Она комплектуется четырьмя сменными барабанами, позволяющими осуществлять обработку партий массой от 1 до 10 кг. Замена барабана выполняется за считанные секунды! В зависимости от необходимости установка позволяет применять растворители как на водной, так и на органической основе.

«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (47) 2014





GMPC

« Мастер на все руки» для исследований и разработок в лабораторных и опытно-промышленных масштабах. Гибкие технологические возможности для нанесения покрытий водным или органическим раствором на таблетки или дражирования сахарным сиропом. Хорошо продуманная, компактная конструкция быстрой сборки и удобства в обращении. Установка GMPC II имеет съемные барабаны объемом от 1,5 до 45 кг, а установка GMPC III от 19 до 100 кг. □

Контактная информация:

«Глатт Инженертехник ГмБХ» РФ, 117630, г. Москва, ул. Обручева, 23, корп. 3. Тел.: +7 (495) 787-42-89 info@glatt-moscau.com www.glatt.ru