

## Аппарат для нанесения оболочек на таблетки Manesty XL Cota 150

Коутер Manesty XL Cota используется в качестве образца, с которым сравнивают все остальные модели оборудования, производимого компанией Bosch Packaging Technology. Он является стандартом аппаратов для нанесения оболочек на таблетки, применяемых в фармацевтической промышленности. Аппарат сочетает в себе преимущества хорошо зарекомендовавших себя моделей оборудования, установленных во всем мире, и идеально соответствует всем требованиям, которые предъявляются к аппаратам для нанесения оболочек на таблетки. Кроме того, при использовании барабана, разделенного на сегменты, возможно эффективное покрытие пеллет и ядер действующего вещества (API)

**Б**ыстрое и эффективное нанесение оболочек на продукты с использованием водных и органических растворителей, а также покрытие сахарным сиропом осуществляется при помощи полностью перфорированного барабана, уникального распылителя и смесителя-турбулизатора. Абсолютно воспроизводимые результаты, получаемые при использовании как ручных, так и автоматических моделей нашей системы управления m-tec, гарантиру-

ют клиентам выпуск продукта стабильно высокого качества в каждой серии. Наша система очистки обеспечивает быстрое, тщательное и эффективное очищение, а благодаря использованию программ управления со стандартным набором параметров достигаются воспроизводимые результаты. Это позволяет быстро подготовить аппарат XL Cota 150 к покрытию следующей серии таблеток. Таблетки загружают при помощи простого желоба, а

разгружают путем переворота барабана, что обеспечивает быстрое и щадящее извлечение продукта. Применение надежного и эффективного коутера XL Cota 150 гарантирует быстрый возврат инвестиций и оптимальный размер эксплуатационных расходов. ■

[www.boschpackaging.com](http://www.boschpackaging.com)

