

Вы думаете, идеального решения в области очистки воды для лаборатории не существует? Что все, о чем только можно мечтать в данном направлении, уже придумано?

В 2012 году Sartorius осуществил поистине сенсационный прорыв в области лабораторной водоподготовки. То, что раньше казалось фантастикой, сегодня стало реальностью: полное обновление линейки **arium®** – систем лабораторной очистки воды. Вывод на рынок поистине инновационных, уникальных и не имеющих полных аналогов систем водоподготовки **arium® comfort I**, **arium® comfort II**, **arium® bagtank**.

arium® comfort I – система, позволяющая получать непосредственно из водопроводной воды одновременно два типа лабораторной воды: тип 1 – по качеству превосходящий стандарт ASTM, тип 3 – приближенный к дистилляту. Данная система уже завоевала признание на Европейском аналитическом рынке и приобрела ценителей на территории РФ и СНГ. Качество воды со сниженным до минимально возможного значением общего органического углерода (ТОС) соответствует самым жестким требованиям к воде для аналитических исследований и подходит даже для таких высокочувствительных методов, как ВЭЖХ, ИСП-МС и прочих.

arium® comfort II – система водоподготовки для одновременного получения воды типа 1 и 2 из водопроводной воды. Высокие стандарты качества здесь сочетаются с непревзойденной экономией энергоресурсов и расходных материалов благодаря новому модулю электродеионизации (EDI). Вы не поверите, сколько воды 1 типа можно получить, используя только один UPW картридж с ионообменной смолой! Современный EDI модуль позволил снять жесткие ограничения в отношении качества поступающей воды, что теперь расширяет возможности использования системы.

Обе модели **arium® comfort**, а также **arium® advance RO** (для по-

лучения воды только типа 3) и **arium® advance EDI** (для получения воды типа 2) оснащены не имеющей аналогов функцией **iJust**. Данная функция поможет продлить срок службы расходных материалов и EDI модуля, сэкономить энергетические ресурсы и получать воду максимально стабильного качества.

arium® bagtank – система хранения воды, не нуждающаяся в химических промывках. Чистая вода может в ней храниться в течение длительного времени без изменения своего качества.

В 2012 году произошло обновление и полюбившейся многим специалистам системы **arium® pro** для получения воды типа 1 для любого применения: аналитика, биотехнология, генная инженерия и т. п. Семейство **arium® pro** обновило внешний вид и интерфейс для еще большего удобства работы.

Во всех системах лабораторной водоподготовки **arium** уделяется особое внимание контролю качества воды. На каждом этапе очистки вы можете быть уверены в результате и к тому же фиксировать его.

В 2013-м Sartorius планирует запустить ряд уникальных торговых предложений, которых еще не было на рынке. О них можно узнать у наших официальных представителей или получить подробную информацию по запросу Russia@SARTORUIS.com. ▣



Контактная информация:

ООО «Сарториус ИЦР»
Тел./факс: +7 (812) 327-53-27.
Russia@Sartorius.com,
www.sartorius.com/ru



Sartorius. Новое слово в лабораторной водоподготовке